

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

SWASH[®] МИЕЩА ШАПКА ЗА БАНЯ

Продуктов код: D04077-1 (UDI-DI: 08717127937219) / G04077-1 (UDI-DI: 08717127937929)

Потребител: Медицински специалист или доставчик на здравни услуги

Предназначение:

Миещите шапки за баня Swash[®] са предназначени за цялостно измиване на косата на пациенти с инконтиненция и/или лежащо болни, като мярка за предотвратяване на инфекции.

Спомагателни материали:

- Ръкавици за еднократна употреба
- Кошче за боклук
- Кърпа
- Гребен със ситни зъби
- Микровълнова фурна (ако е необходимо)

Инструкции за употреба:

Проверете температурата преди употреба. Поставете миещата шапка върху главата на пациента и се уверете, че покрива косата му изцяло. Масажирайте косата през миещата шапка в продължение на 2 до 3 минути, докато косата на пациента се овлажни напълно от шампоана. Отстранете миещата шапка; не е необходимо да изплаквате. Подсушете косата на пациента и я оформете както обикновено. Вижте по-долу за подробната процедура.

Подробна процедура:

Миещите шапки за баня Swash[®] могат да се съхраняват централно в болничното отделение или до леглото на пациента и да се използват както затоплени, така и със стайна температура.

- 1 Ако предпочитате, загрейте миещата шапка за баня Swash[®]. Препоръчителната температура се постига чрез загряване на опаковката при максимум 800 вата в микровълнова фурна за 20 секунди.
- 2 Обяснете на пациента какво ще правите и поддържайте контакт по време на цялата процедура на измиване.
- 3 Преди да започнете, измийте ръцете си и сложете чифт ръкавици за еднократна употреба.
- 4 Ако е възможно, поставете пациента в удобно седящо положение.
- 5 Отворете опаковката и проверете температурата на миещата шапка. Забележка: ръкавиците за еднократна употреба притъпяват усета Ви за топлина.
- 6 Ако е необходимо, първо отстранете евентуални големи количества кръв, гел или замърсявания и след това поставете миещата шапка върху главата. При дълга коса съберете косата върху главата и едва тогава поставете миещата шапка на главата.
- 7 Уверете се, че цялата коса е в шапката. Нежно масажирайте косата през шапката в продължение на 2-3 минути, за да овлажните косата с шампоана.
- 8 Продължителността на масажа зависи от дължината и гъстотата на косата.
- 9 Свалете шапката, старателно подсушете косата с кърпа и я срежете с гребен със ситни зъби в обичайната за пациента прическа.
- 10 Изхвърлете празната опаковка и миещата шапка в кошчето. НЕ ПУСКАЙТЕ миещата шапка в

тоалетната!

11 Съобщете отзивите на пациента, ако има такива.

ВНИМАНИЕ:

- Неотклонно съблюдавайте състоянието, комфорта и личното пространство на пациента.
- Всяка опаковка е предназначена само за **един** човек.
- Подходящо само за външна употреба.
- Ако затопляте миешките шапки Swash® съгласно инструкциите върху опаковката, е важно е да проверите температурата им, преди да ги използвате върху кожата. НЕ използвайте веднага, ако са твърде горещи. Не забравяйте, че носенето на ръкавици за еднократна употреба притъпява усета Ви за топлина. Обърнете специално внимание на температурата при бебета или хора, неспособни да реагират, както и хора с чувствителна кожа.
- **Не изхвърляйте миешките шапки в тоалетната. Изхвърлете празната опаковка Swash® и миешките шапки в кошчето.**

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

- Ако пациентът откаже използването им
- Ако е известно, че пациентът е чувствителен или алергичен към една или повече от съставките
- Върху увредена кожа и открити рани.



ПИКТОГРАМИ ВЪРХУ ОПАКОВКАТА:

	Пределна температура		Използвай до 48 часа след отваряне
	Пази от слънчева светлина		Изхвърли в кошчето за отпадъци
	Пази на сухо		Не разкъсвай
	Не използвай, ако опаковката е повредена и съблюдавай указанията		Съвет за затопляне
	Не използвай повторно		Продуктът не съдържа латекс
	Нестерилно		Произведено в чисти производствени помещения
	Медицинско изделие		Продуктът не съдържа ароматизатори
	CE-маркировка		Продуктът съдържа ароматизатори
	Партида		Не изхвърляй в тоалетната
	Производител		Консултирай се с инструкциите за употреба или с електронните инструкции за употреба
	Използвай преди		
	Уникален продуктов идентификатор		

Информацията в този протокол се отнася конкретно до използването на миещи шапки за баня Swash®, предназначени за почистване и грижа за косата на потребителите. Допълнителни интервенции и стъпки могат да бъдат добавени към протокола в съответствие с други протоколи и указания във Вашето здравно заведение.

Arion Manufacturing B.V. • Rutherford 11 • 6422 RE Heerlen, the Netherland
+31 (0)45 209 4000 • manufacturing@arion-group.com • www.arion-group.com